


Enda bedre!

Nedenfor har du en oversikt over oppgraderingene som er gjennomført på vårt nye Ascensia® CONTOUR™ apparat.



Fullblod (arterielt, venøst og kapilært blod)	MÅLING	Fullblod (arterielt, venøst og kapilært blod)
Med referanse til glukose i plasma/serum	MÅLERESULTAT	Med referanse til glukose i plasma/serum
Ingen Koding – kalibrering ikke nødvendig	KALIBRERING	Ingen Koding – kalibrering ikke nødvendig
0-70%	HEMATOKRITOMRÅDE	20-60%
0.6 µl	PRØVEVOLUM	0.6 µl
0.6-33.3 mmol/L	MÅLEOMRÅDE	0.6-33.3 mmol/L
5 sekunder	MÅLETID	15 sekunder
Lagrer de siste 480 måleresultatene	MINNEFUNKSJON	Lagrer de siste 240 måleresultatene
To 3-volts litiumbatterier (DL2032 eller CR2032)	BATTERITYPE	To 3-volts litiumbatterier (DL2032 eller CR2032)
Ca. 1000 målinger (ett år ved gjennomsnittlig bruk)	BATTERILEVETID	Ca. 1000 målinger (ett år ved gjennomsnittlig bruk)
5 – 45 °C	BRUKSTEMPERATUROMRÅDE	10 – 40 °C
10–93 % relativ luftfuktighet	LUFTFUKTIGHET	10–93 % relativ luftfuktighet
Ingen	OKSYGEN INTERFERENS	Ingen
Nye farger og mer ergonomisk. Praktisk OPP og NED blaknapp	DESIGN	–
77 mm (H) x 57 mm (B) x 19 mm (T)	STØRRELSE	74 mm (H) x 53 mm (B) x 17,3 mm (T)
52.3 gram	VEKT	52.3 gram
Nå mulig å måle mens apparatet er i etuiet	APPARATETUI	Ja
Ja. Aktiveres av bruker	MÅLTIDSMARKERING	Nei
Apparatet piper to ganger ved feil. Du hører tjue pip når en programmert alarm utløses.	ALARM	Apparatet piper to ganger ved feil.