


Enkel og trygg!

Nedenfor har du en oversikt over oppgraderingene som er gjennomført på vårt nye Ascensia® BREEZE 2™ apparat.



Kapillærprøve for blodsukker som refererer til plasma/serum-verdier	MÅLING	Kapillærprøve for blodsukker som refererer til plasma/serum-verdier
Apparatet kodes automatisk hver gang en ny diskett settes inn	KALIBRERING	Apparatet kodes automatisk hver gang en ny diskett settes inn
1 µl	PRØVEVOLUM	ca. 2,5 - 3,5 µl
0.6-33.3 mmol/L	MÅLEOMRÅDE	0.6-33.3 mmol/L
5 sekunder nedtelling	MÅLETID	30 sekunder nedtelling
Lagrer de siste 420 måleresultatene	MINNEFUNKSJON	Lagrer de siste 100 måleresultatene
Ett 3-volts litiumbatteri (CR2032)	BATTERITYPE	Ett 3-volts litiumbatteri (CR2025)
Ca. 1000 målinger (ett år ved gjennomsnittlig bruk)	BATTERILEVETID	Ca. 1000 målinger (ett år ved gjennomsnittlig bruk)
10 – 45 °C	BRUKSTEMPERATUROMRÅDE	10 – 40 °C
10–80 % relativ luftfuktighet	LUFTFUKTIGHET	10–80 % relativ luftfuktighet
Nye farger og mer ergonomisk.	DESIGN	–
20-55%	HEMATOKRITTOMRÅDE	20-55%
Ja. Nytt og mer brukervennlig	APPARATETUI	Ja